


LYCEE BILINGUE DE TOUGANG II			BP : 1033 Bafoussam II		
EXAMEN :	CLASSE :	<b>CHIMIE PRATIQUE</b>	Durée	Session :	Coef :
Contrôle n°1	T <sup>les</sup> C&D		01 heure	OCT 2021	01



**Compétence visée :** Détermination du degré alcoolique d'une boisson

Le cidre est une boisson obtenue par fermentation du jus de pomme. Son appellation dépend de sa teneur en éthanol, exprimée en degrés : il est dit **doux** en deçà de **3 degrés** ; **brut** de **3 à 5 degrés** et **sec** au-delà de **5 degrés**.

Lors d'une séance de travaux pratiques au laboratoire du Lycée Bilingue de Tougang II, un groupe d'élèves de la classe de T<sup>le</sup> D sous la supervision de leur enseignant désire vérifier l'appellation d'un cidre, pour cela ils dosent l'éthanol qu'il contient par une solution de dichromate de sodium en excès. L'éthanol est totalement oxydé en acide éthanoïque.



L'enseignant demande aux élèves d'appréter le matériel et les solutions suivants :

**Matériel :** Potence+noix de serrage ; Burette graduée ; Erlenmeyer 100 mL ; Pipette jaugée 10 mL ; Agitateur magnétique+barreau aimanté.

**Solutions :** un volume  $V = 10 \text{ mL}$  de cidre incolore de concentration  $C$  inconnue ; une solution de dichromate de sodium ( $2\text{Na}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) de concentration molaire  $C_0 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$  et de l'acide sulfurique concentrée.

### 1- Identification de la verrerie / 5 points

Les éléments qui font partie de la liste du l'enseignant se trouvent dans la verrerie ci-dessus.

1.1. Identifier ces cinq (05) éléments.

0,5x5 = 2,5pts

1.2. Attribuer à chacun de ces éléments l'utilisation pour laquelle il convient le mieux :

0,5x5 = 2,5pts

(A) : Permet de rincer la verrerie et de compléter les fioles jaugées jusqu'au trait de jauge ;

(B) : Sert d'ossature principal d'un montage de chimie ; (C) : permet de préparer un volume précis de solution ;

(D) : Permet d'ajouter ou de verser un volume précis d'une solution ;

(E) : Permet de séparer deux liquides non miscibles ; (F) : Permet de stocker une solution et d'éviter les projections ;

(G) : Permet d'homogénéiser un mélange réactionnel ; (H) : Permet de prélever un volume précis d'une solution.

### 2- Sécurité au laboratoire / 4,5 points

Sur l'étiquette de la bouteille contenant la solution commerciale d'acide sulfurique, on relève les indications suivantes:

- Irritante pour les yeux et la peau. - Ne pas laisser à la portée des enfants.

- Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

2.1. Donner deux précautions à prendre lors de la manipulation de cette solution.

0,75x2 = 1,5pt

2.2. Vous devez étiqueter cette solution. Choisissez dans la liste suivante le(s) bon(s) pictogramme(s) à utiliser pour compléter votre étiquette. Que signifie(nt) t-il(s) ?

3pts



### 3- Préparation de la solution titrante / 3,5 points

La solution aqueuse de dichromate de sodium, est obtenue en versant dans **une fiole jaugée** une masse  $m_0$  de sel de dichromate de sodium pentahydraté ( $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) et en complétant le volume à **100 mL** avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge grâce à **une pissette à eau**.

3.1. Comment appelle-t-on cette opération chimique ?

0,5pt

3.2. Identifier dans la verrerie ci-dessus : la **fiole jaugée** et la **pissette à eau**.


0,5x2 = 1pt

3.3. Déterminer la masse  $m_0$  de sel à peser.

2pts

### 4- Dosage de l'éthanol par la solution de dichromate de sodium / 7 points

Pour avoir l'oxydation complète de l'éthanol en acide éthanoïque, on a dû verser un volume  $V_0 = 9,2 \text{ mL}$  de solution de dichromate de sodium. L'équation-bilan de la réaction de dosage s'écrit :



4.1. Représenter le dispositif expérimental de ce dosage.

2pts

4.2. Retrouvez les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$  et  $f$  de cette équation-bilan à partir des demi-équations électroniques correspondant aux couples rédox  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$  et  $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ .

1,5pt

4.3. Déterminer la concentration molaire  $C$  d'éthanol dans le cidre.

1,5pt

4.4. Ce cidre porte la mention « **CIDRE BRUT** ». Est-ce vrai ? Justifier votre réponse

2pts

**Données :** H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol ; Na : 23 g/mol ; Cr : 52 g/mol ; Masse volumique de l'éthanol : 790 g.L<sup>-1</sup>.